

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11B Umano Coniugato Con Biotina Per Citometria A Flusso - P11215

Numero articolo: CM0010890



introduzione

Anticorpo monoclonale murino anti-CD11b umano coniugato con biotina per citometria a flusso. Riconosce l'integrina alfa-M umana (MAC-1), espressa su monociti e granulociti. Adatto per la colorazione della superficie cellulare e per studi sull'adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb murino anti-CD11b umano coniugato con biotina
Note/Alias	CR3A, MO1A, CD11B, MAC-1, MAC1A, SLEB6
Specie	Umano
GeneID (umano)	3684
GeneID	3684
Immunogeno	Peptide sintetico derivato dal CD11b umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (citometria a flusso)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11215
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante