

Anticorpo Monoclonale Biotin Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 Per Citometria A Flusso - P27814

Numero articolo: CM0008917

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato contro il CD161c/NK1.1 del topo, validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore stimolatorio delle cellule NK coinvolto nella citotossicità e nella produzione di interferone-gamma. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Biotin Coniglio anti-Mouse CD161c/NK1.1
Note/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKRP1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKRP140; NKR-P1.9
Specie	Topo
GeneID (umano)	3820
GeneID	17059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-223 del CD161c/NK1.1 del topo (NP_001153376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P27814
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio