

Anticorpo Monoclonale Biotin Anti-Mouse Cd24 Per Citometria A Flusso - P24807

Numero articolo: CM0005849

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD24 biotinilato per citometria a flusso. Mira a una glicoproteina ancorata al GPI coinvolta nello sviluppo dei timociti, nella modulazione delle cellule B e nella soppressione immunitaria. Validato nel topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Biotin Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
Osservazioni/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	10033941
Gene ID	12484
Immunogeno	Proteina ricombinante (amminoacidi 27-53 del CD24 murino, NP_033976.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio