

## Anticorpo Monoclonale Biotina Anti-Tcr $\Gamma/\Delta$ Di Topo - Tcr $\Gamma/\Delta$

Numero articolo: CM0011963

### introduzione

Anticorpo monoclonale di criceto armeno coniugato con biotina che bersaglia il TCR  $\gamma/\delta$  di topo, ottimizzato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dei sottopopolamenti di cellule T gamma delta nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | mAb Biotina anti-TCR $\gamma/\delta$ di topo          |
| Note/Alias            | Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3      |
| Specie                | Topo                                                  |
| ID genico             | 110066/110067                                         |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante del TCR $\gamma/\delta$ di topo |
| Origine               | Criceto armeno                                        |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                 |
| Applicazione          | FC                                                    |
| Reattività incrociata | Topo                                                  |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                     |