


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd235A/Glicoforina A Coniugato A Biotina Per Fc - P02724

Numero articolo: CM0008564



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a biotina contro CD235a/Glicoforina A umana per citometria a flusso. La glicoforina A è la principale proteina di membrana degli eritrociti e l'antigene del gruppo sanguigno MN, che funge anche da recettore per il virus dell'Epatite A e Plasmodium falciparum.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Biotina Coniglio anti-umano CD235a/Glicoforina A mAb
Osservazioni/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPERik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2993
Immunogeno	Proteina ricombina / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-91 della CD235a umana (NP_002090.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P02724
Peso proteico	13kDa/16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio