

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Biotinilato Anti-Cd34 Umano Per Citometria A Flusso - P28906

Numero articolo: CM0011191

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato diretto contro il CD34 umano (P28906) per citometria a flusso. Validato su cellule progenitrici ematopoietiche umane. Affidabile per la ricerca sulle cellule staminali e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di Coniglio Biotinilato anti-CD34 Umano
Note/Alias	CD34; Molecola CD34; GIG3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	947
GeneID	947
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28906
Peso Proteico	35 kDa/41 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio