

Anticorpo Monoclonale Biotin Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd34 Per Citometria A Flusso - P28906

Numero articolo: CM0005083

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina, specifico per il CD34 umano, un marcatore di cellule progenitrici ematopoietiche. Validato per la citometria a flusso. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Biotin Coniugato coniglio anti-Umano CD34
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	947
ID Gene	947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P28906
Peso Molecolare Proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio