


Anticorpo Monoclonale Biotinilato Di Coniglio Anti-Cd40 Umano Per Fc - P25942

Numero articolo: CM0008439



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato contro CD40 umano, validato per citometria a flusso. Reagisce con la proteina umana CD40, un membro della superfamiglia dei recettori TNF coinvolto nella risposta immunitaria. Adatto per uso diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb biotinilato di coniglio anti-CD40 umano
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Specie	Umana
ID genico	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 della proteina CD40 umana (NP_001241.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P25942
Peso proteico	22kDa/31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio