

Anticorpo Monoclonale Biotina Conigliato Anti-Uomo Cd45Ra Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0010586

introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato biotinilizzato che bersaglia CD45RA umano (Isoforma 6 di PTPRC). Validato per applicazioni in citometria a flusso (FC). Ideale per il sottotipaggio dei leucociti nella ricerca e nello sviluppo di saggi IVD. Peso molecolare ~138 kDa. Reagisce con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Biotina Conigliato anti-Uomo CD45RA
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-482 di CD45RA umano (P08575-8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio