

Anticorpo Monoclonale Biotina Coniglio Anti-Umano Cd56/Ncam1 Per Fc - P13591

Numero articolo: CM0004667



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio marcato con biotina che bersaglia CD56/NCAM1 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare neurale, della crescita neuritica e dei meccanismi di ingresso virale che coinvolgono NCAM1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Biotina coniglio anti-umano CD56/NCAM1
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-413 di CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13591
Peso proteico	95 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio