

Anticorpo Monoclonale Biotina Coniugato Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd14 Per Fc - P08571

Numero articolo: CM0005390



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio marcato con biotina specifico per il CD14 umano e del macaco cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Immunogeno ricombinante; garantisce reattività con monociti e macrofagi; ideale per studi sull'immunità innata e sulla segnalazione LPS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Biotina Coniugato Coniglio anti-Umano/Scimmia CD14
Note/Alias	CD14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	929
GeneID	929
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio