

Anticorpo Monoclonale Biotinilato Di Coniglio Anti-Cd16 Umano/Scimmia Per Fc - P08637 / O75015

Numero articolo: CM0011673



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato contro CD16 umano/scimmia (FCGR3A/FCGR3B) per citometria a flusso. Reagisce in modo incrociato con umano e scimmia cinomolgo, ideale per la ricerca sulle cellule NK e sull'ADCC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Biotin Coniglio anti-CD16 Umano/Scimmia
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2214/2215
ID Gene	2214/2215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 di FCGR3A/FCGR3B umano (P08637/O75015)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio