


Anticorpo Monoclonale Biotina Rabbit Anti-Uomo/Scimmia Cd20 Per Citometria A Flusso - P11836

Numero articolo: CM0005961



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato con biotina che riconosce CD20 umano/scimmia (antigene CD20 dei linfociti B), validato per citometria a flusso (FC). Riconosce una proteina di membrana specifica dei linfociti B coinvolta nella segnalazione del calcio, con un peso molecolare di 33-36 kDa. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sui linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Biotina Rabbit anti-Uomo/Scimmia CD20 mAb
Annotazioni/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	931
ID Gene	931
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di CD20 umano (NP_068769.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P11836
Peso proteico	14 kDa/33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio