

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd3 Coniugato Con Biotina Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0010608



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina mirato alla CD3 epsilon umana e di scimmia cinomolgo. Validato per la citometria a flusso, questo reagente supporta la profilazione delle cellule T nello sviluppo di saggi immuno-oncologici e diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Biotina Coniglio anti-Umano/Scimmia CD3 mAb
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	916
ID Gene	916
Immunogeno	Proteina ricombinante (amminoacidi 1-126 della CD3 umana, NP_000724.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio