

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd3 Marcato Con Biotina Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0008181



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina contro la catena epsilon CD3 umana e di cynomolgus, validato per la citometria a flusso. Colpisce il complesso TCR-CD3, essenziale per gli studi sull'attivazione e lo sviluppo dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Umano/Scimmia CD3 marcato con Biotina
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	916
ID Gene	916
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso Molecolare Proteina	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio