

## Anticorpo Monoclonale Biotina Coniugato Coniglio Anti-Umano/Scimmia Hla-Dr Per Fc - P01903

Numero articolo: CM0012367



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina contro la catena alfa di HLA-DR, validato per citometria a flusso su campioni umani e di macaco cinomolgo. Ideale per il fenotipaggio delle cellule immunitarie e per studi sulla presentazione dell'antigene di classe II del MHC.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo monoclonale Biotina Coniugato Coniglio anti-Umano/Scimmia HLA-DR |
| Note/Alias            | HLA-DRA1                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                      |
| ID Gene (Umano)       | 3122                                                                       |
| ID Gene               | 3122                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante di HLA-DRA umana                                     |
| Sorgente              | Coniglio                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                      |
| Applicazione          | FC                                                                         |
| Reattività Incrociata | Umano, Cynomolgus (Macaco cinomolgo)                                       |
| SWISS                 | P01903                                                                     |
| Peso Proteico         | 29kDa                                                                      |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                      |