


Anticorpo Monoclonale Biotin Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd11B Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0004386



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina contro il CD11b del topo (Integrina alfa-M, CR3). Validato per citometria a flusso, rileva una proteina di 127 kDa; reagisce con campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Biotin Coniugato Coniglio anti-Mouse CD11b
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b del topo (NP_032427.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio