

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Di Topo Coniugato Alla Biotina Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0009868

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato alla biotina, specifico per il CD19 di topo (UniProt P25918), validato per la citometria a flusso. Consente il rilevamento dei linfociti B negli studi di immunofenotipizzazione e sviluppo delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD19 di topo coniugato alla biotina
Specie	Topo
ID genico (umano)	930
ID genico	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante CD19 di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante