

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Biotina, Di Coniglio, Anti-Cd25 Di Topo Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0006151

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina, diretto contro CD25 (IL2RA) di topo, per citometria a flusso (FC). CD25 è la catena alfa del recettore dell'interleuchina-2, fondamentale nella tolleranza immunitaria e nella funzione delle cellule T regolatorie (Treg). Adatto per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD25 di topo coniugato con biotina                                                                       |
| Note/Alias          | CD25; IL2r; Ly-43                                                                                                             |
| Specie              | Topo                                                                                                                          |
| ID del gene (umano) | 3559                                                                                                                          |
| ID del gene         | 16184                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 di CD25 di topo (NP_032393.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | FC                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                          |
| SWISS               | P01590                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 30 kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Ghiaccio refrigerante                                                                                                         |