

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd28 Di Topo Coniugato Con Biotina Per Citometria A Flusso - P31041

Numero articolo: CM0012572



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina contro il CD28 di topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sull'attivazione e la costimolazione delle cellule T nella ricerca immunologica e nello sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-CD28 di topo coniugato con biotina
Note/Alias	Cd28
Specie	Topo
GeneID (Umano)	940
GeneID (Topo)	12487
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-149 del CD28 di topo (NP_031668.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P31041
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio