

Anticorpo Monoclonale Biotin Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd4 - P06332

Numero articolo: CM0011372

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina, diretto contro il CD4 del topo (L3T4, Ly-4) per citometria a flusso. L'immunogeno copre il dominio extracellulare; validato per il topo. Ideale per studi sulle cellule T-helper e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Biotin Coniugato Coniglio anti-Mouse CD4
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	920
ID Gene	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 del topo (NP_038516.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante