

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd4 Biotinilato Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0005197

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio biotinilato mirante al CD4 murino (L3T4, Ly-4). Validato per la citometria a flusso su campioni di topo. Corecettore per MHC di classe II essenziale per la funzione delle cellule T helper. Swiss-Prot: P06332.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Biotin Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Osservazioni/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Mouse
GeneID (umano)	920
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P06332
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio