

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd45 Biotinilato Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0009244

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con biotina contro CD45 murino (PTPRC, L-CA, B220) per citometria a flusso. Adatto per il rilevamento dell'antigene comune leucocitario in campioni di topo, convalidato per FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Biotin Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
Osservazioni/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	5788
GenelD	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 murino (NP_001104786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Spedizione	Conservare a -20°C