

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45 Di Topo Coniugato Con Biotina Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0008686

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato contro il CD45 di topo (P06800), validato per la citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 26-566), rileva il CD45 di topo con molteplici isoforme (130-144 kDa) per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD45 di topo coniugato con biotina
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso della proteina	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico