

Anticorpo Monoclonale Biotina Rabbit Anti-Mouse Cd5 Per Citometria A Flusso - P13379

Numero articolo: CM0011224

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina contro CD5 (Ly-1) di topo. Progettato per la rilevazione in citometria a flusso (FC) della glicoproteina di superficie dei linfociti T in campioni di topo. Validato per reattività crociata con topo. Bersaglio di 54 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Biotina Rabbit anti-Mouse CD5 mAb
Note/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Topo
ID Gene (umano)	921
ID Gene	12507
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 di CD5 di topo (NP_031676.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13379
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio