


Anticorpo Monoclonale Biotin Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd8A Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0010692



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a biotina diretto contro il CD8a del topo (Ly-2) per citometria a flusso. Riconosce la catena alfa del CD8, un corecettore delle cellule T di 27 kDa cruciale per l'interazione con MHC di classe I e l'immunità mediata da CTL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Biotin Coniugato di Coniglio Anti-Mouse CD8a
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	925
Gene ID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 del CD8a del topo (NP_001074579.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio