


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Di Topo Coniugato Con Biotina Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0009201



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con biotina contro CD8a di topo per citometria a flusso. Specifico per la glicoproteina di superficie delle cellule T CD8 catena alfa di topo (PM 27kDa). Ideale per studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD8a di topo coniugato con biotina
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 di CD8a di topo (NP_001074579.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio