

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse IgA (Fc) Biotinilato

Numero articolo: CM0008678

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse IgA (Fc) biotinilato per citometria a flusso intracellulare. Specifico per la regione Fc dell'IgA di topo, garantendo interferenze minime. Ideale per la ricerca in immunologia e immunità delle mucose.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse IgA (Fc) biotinilato
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-344 dell'IgA di topo.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Borsa del ghiaccio