

Anticorpo Monoclonale Coniugato A Biotina Coniglio Anti-Mouse IgM Per Citometria A Flusso - P01872

Numero articolo: CM0004827



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a biotina contro la regione costante della catena pesante IgM di topo, specificamente validato per la citometria a flusso. Rileva sia il BCR legato alla membrana che l'IgM secreta sulle cellule B di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Mouse IgM Biotina
Note/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 105-454 dell'IgM di topo (P01872)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio