

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Integrin Alfa 2/Cd49B Biotiniletto Per Fc - Q62469

Numero articolo: CM0005661

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con biotina targeting l'integrina alfa-2 del mouse (CD49b/DX5/GPIa). Validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sul recettore del collagene e sull'adesione cellulare. Peso molecolare previsto 129 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Biotin Rabbit anti-Mouse Integrin alfa 2/CD49b mAb
Osservazioni/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3673
GeneID	16398
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-366 dell'Integrina alfa 2/CD49b del mouse (NP_032422.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	Q62469
Peso proteico	129 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio