

Anticorpo Monoclonale Rabbit Contro La Biotina Per La Rilevazione Di Biotina In Applicazioni Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000014

introduzione

Questo anticorpo monoclonale rabbit contro la biotina bersaglia la biotina ed è validato per applicazioni WB ed ELISA. È adatto per la ricerca su marcatura con biotina, la rilevazione di molecole biotinilate e il controllo di qualità nello sviluppo di prodotti diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Biotina Rabbit mAb
Specie	Umana
Immunogeno	Proteina ricombinante, Biotina
Provenienza	Rabbit
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Altro (intervallo ampio previsto)
Spedizione	Sacco di ghiaccio