

Anticorpo Policlonale Coniugato Biotina Da Coniglio

Numero articolo: CM0021067

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniugato Biotina da coniglio per rilevazione WB. La reattività crociata indipendente dalla specie permette un ampio utilizzo nei saggi di biotinilizzazione e nell'analisi di proteine marcate con biotina. Spedito con ghiaccio secco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb Biotina da coniglio
Immunogeno	Composti chimici
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Ghiaccio secco