

Anticorpo Monoclonale Di Ratto Anti-Cd3 Di Topo Biotinilato Per Fc - P04235 / P22646

Numero articolo: CM0004415

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con biotina contro le catene delta ed epsilon del CD3 di topo. Convalidato per citometria a flusso, ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule T, della differenziazione dei timociti e dell'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di ratto anti-CD3 di topo biotinilato
Note/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Topo
GeneID (Umano)	916/915
GeneID	12500/12501
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dal CD3 di topo.
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P04235/P22646
Peso proteico	19kDa/21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio