

Mab Anti-Mouse Ter-119 Di Ratto Coniugato Con Biotina - Ter-119

Numero articolo: CM0006219

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con biotina diretto contro l'antigene TER-119 murino, per applicazioni di citometria a flusso (FC). Specifico per campioni murini, adatto all'uso nella ricerca sullo studio della linea eritroide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-Mouse TER-119 di ratto coniugato con biotina
Note/alias	Ter119; TER-119
Specie	Topo
ID del gene	104231
Immunogeno	Proteina ricombinante TER-119 murina
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Ghiaccio in busta