

Bmpr1B Pab Di Coniglio - 000238

Numero articolo: CM0019402



introduzione

BMPR1B pAb di coniglio è un anticorpo policlonale convalidato per IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva BMPR1B umano, murino e di ratto, un recettore per BMP7 e GDF5 coinvolto nella differenziazione dei condrociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BMPR1B pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	ALK6; AMD3; AMDD; BDA2; ALK-6; BDA1D; CDw293; BMPR1B
Specie	Umana
ID gene (Umano)	658
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	000238
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio