

Bmpr2 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13873

Numero articolo: CM0029940



introduzione

BMPR2 pAb di coniglio (Q13873) è un anticorpo policlonale rivolto contro il recettore della proteina morfogenetica ossea di tipo 2 per WB, IF/ICC, ELISA. Con reattività crociata verso uomo, topo e ratto, è adatto per studi sull'ipertensione polmonare e la segnalazione BMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BMPR2 pAb di coniglio
Note/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	659
GeneID	659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-150 della BMPR2 umana (NP_001195.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13873
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio