

Bob1 (Pou2Af1) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q16633

Numero articolo: CM0020803



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio BOB1 (POU2AF1) ad alta specificità validato per Western blot (WB) ed ELISA. Mira al coattivatore trascrizionale BOB1 umano coinvolto nella risposta immunitaria delle cellule B, ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BOB1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; POU class 2 associating factor 1
Specie	Umano
GeneID	5450
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di BOB1 umano (NP_006226.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16633
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio