


Anticorpo Policlonale Coniglio Brd3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15059

Numero articolo: CM0019116



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al BRD3 umano, validato per Western blot, immunohistochemistry-paraffin, e ELISA. Rileva il BRD3 umano e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della cromatina e della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BRD3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8019
Gene ID	8019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-305 del BRD3 umano (NP_031397.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q15059
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio