


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Brd4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60885

Numero articolo: CM0021369



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana BRD4 (proteina contenente bromodominio), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva BRD4 umana, di topo e di ratto. Utile nella ricerca epigenetica e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio BRD4                                                                                 |
| Note/Alias            | CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4                                                                                  |
| Specie                | Umana                                                                                                                  |
| ID Gene               | 23476                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-794 della BRD4 umana (NP_001317313.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                     |
| SWISS                 | O60885                                                                                                                 |
| Peso Proteico         | 152 kDa                                                                                                                |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                     |