


Brd7 Pab Di Coniglio - Q9Npi1

Numero articolo: CM0020214



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-BRD7 per WB e ELISA; reagisce con uomo, topo e ratto. BRD7 è una proteina con dominio bromodominio coinvolta nel rimodellamento della cromatina, nella segnalazione Wnt e nella soppressione tumorale. Adatto per studi sulla trascrizione e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BRD7 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; BRD7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	29117
ID gene	29117
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 della BRD7 umana (NP_037395.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPI1
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio