

Anticorpo Monoclonale Mouse Brdu - Bromodesossiuridina

Numero articolo: CM0003114

introduzione

Il BrdU Mouse mAb è un anticorpo monoclonale specifico per la Bromodesossiuridina, adatto per applicazioni IF/ICC e ELISA. Ha reattività crociata verso tutte le specie, rappresentando uno strumento versatile per la ricerca sulla proliferazione cellulare e la sintesi del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	BrdU Mouse mAb
ID genico (Uomo)	BrdU
Immunogeno	Proteina ricombinante, Bromodesossiuridina
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Tutte le specie
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio