


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bre - Q9Nxr7

Numero articolo: CM0016366



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-BRE validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 51-229). Utilizzato nella ricerca sulla riparazione del danno al DNA e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BRE pAb di coniglio
Note/Alias	BRE; BRCC4; BRCC45
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9577
GeneID	9577
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-229 della BRE umana (NP_954661.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NXR7
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Pacco refrigerante