


Anticorpo Policlonale Coniglio Bst1 - Q10588

Numero articolo: CM0025367



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio BST1 (CD157, cADPR2) validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Adatto per lo studio della segnalazione dell'ADP-ribosio ciclico e della crescita delle cellule pre-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio BST1
Note/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	683
GeneID	683
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-293 di BST1 umano (NP_004325.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio