


Anticorpo Monoclonale Rabbit Contro C-Abl (Abl1) Per Wb, Elisa - P00519

Numero articolo: CM0007670



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante rabbit contro c-Abl (ABL1) umano per Western blot e ELISA. Rileva la tirosina chinasi non recettoriale da 123 kDa coinvolta nella crescita cellulare, nel rimodellamento del citoscheletro e nell'apoptosi. Adatto per la ricerca su cancro e vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	c-Abl Rabbit mAb
Note/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Specie	Umana
GeneID (Umana)	25
GeneID	25
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1000-1130 di c-Abl umano (NP_005148.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P00519
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio