

Anticorpo Policlonale Rabbit C8B Per Wb, Elisa - P07358

Numero articolo: CM0025553



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit C8B diretto contro la catena beta del complemento C8, validato per WB e ELISA con reattività crociata in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul complesso di attacco alla membrana e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	C8B Rabbit pAb
Note/Alias	C82; C8B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	732
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-350 della C8B umana (NP_000057.2).
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07358
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio