

Anticorpo Monoclonale Murino Ca19-9 Per If/Icc E Elisa - Ca19-9

Numero articolo: CM0002442

introduzione

Offerta di anticorpo monoclonale murino (mAb) CA19-9 per applicazioni di immunofluorescenza (IF/ICC) e ELISA. Presenta reattività crociata con campioni umani. Immunogeno derivato dalla linea cellulare di carcinoma del colon umano SW1116. Ideale per la ricerca sul cancro gastrointestinale e l'approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb murino CA19-9
Immunogeno	Linea cellulare di carcinoma del colon umano SW1116
Specie ospite	Topo
Categoria anticorpo	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio