


Cadm1 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - Q9By67

Numero articolo: CM0023274



introduzione

CADM1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con CADM1 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della soppressione tumorale e della funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CADM1 Rabbit pAb
Note/Alias	BL2; ST17; IGSF4; NECL2; RA175; TSLC1; IGSF4A; Necl-2; SYNCAM; sglGSF; sTSLC-1; synCAM1; CADM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23705
ID Gene	23705
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-344 del CADM1 umano (NP_055148.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BY67
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio