

Anticorpo Policlonale Rabbit Cadps Per Ihc-P, Elisa - Q9Ulu8

Numero articolo: CM0022499



introduzione

Anticorpo Policlonale Rabbit CADPS validato per IHC-P e ELISA. Bersaglia l'attivatore della secrezione calcio-dipendente 1 (CAPS-1/CADPS1) nei tessuti neurali ed endocrini umani. Ideale per studi sull'esocitosi e la secrezione dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CADPS Rabbit pAb
Note / Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8618
GeneID	8618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1020-1100 della CADPS umana (NP_899630.1)
Provenienza	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9ULU8
Peso Proteico	153kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio