

Calmegin Rabbit Mab Per Wb, If-P, Elisa - O14967

Numero articolo: CM0003867

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Calmegin convalidato per WB, IF-P, ELISA. Riconosce il Calmegin umano, murino e ratto (70kDa). Per studi sulla spermatogenesi e sui chaperoni del RE. - O14967

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Calmegin Rabbit mAb
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1047
GeneID	1047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 180-350 del Calmegin umano (O14967).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14967
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio