

## Calpain Small Subunit 1 Rabbit Pab - P04632

Numero articolo: CM0030886



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Calpain small subunit 1 (CAPNS1). Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina CAPNS1 umana, murina e del ratto. Ideale per studi sul rimodellamento del citoscheletro e sull'attività della calpaina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Calpain small subunit 1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Calpain small subunit 1                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| ID Gene (Umano)     | 826                                                                                                                                               |
| ID Gene             | 826                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-268 della Calpain small subunit 1 umana (NP_001740.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività Crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                               |
| SWISS               | P04632                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                |